

## Produktinformationen

### WS-elast. Kinder Binde 2 m x 6 cm

WS-elast. Kinder-Binde. Elastische Mullbinde.  
 Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt  
 die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer  
 elastischen Fixierbinde mit starker Dehnfähigkeit. Die Binde  
 passt sich allen Körperformen an, ist schnell und einfach  
 anzulegen, insbesondere an Gelenken und konischen  
 Körperteilen. Kein Abschnüren. Einzeln verpackt.



Artikel-Nr.	1050010
GTIN	5605622057170
Zolltarif-Nr.	30059099
Herkunftsland	PT
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,005
Norm	
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	00118724
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	56056221108010JN
UDI-DI	05605622057170
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	Bastos Viegas, s.a.
Hersteller Website	<a href="http://www.bastosviegas.com">www.bastosviegas.com</a>
Hersteller Kontakt	<a href="mailto:fpestana@bastosviegas.c">fpestana@bastosviegas.c</a>