

Produktinformationen

aluderm® Kinder-Ellenbogen-& Knieverband 6 cm

aluderm® Kinder-Knie- und Ellenbogenverband. Knie und Ellenbogen sind beim Hinfallen immer besonders betroffen. Der Knie- und Ellenbogenverband ist ein Spezialverband aus dehnbarem Mullschlauch mit innen angebrachter aluderm®-Komresse. Er wird einfach wie ein leichter Strumpf über Bein oder Arm gestülpt und die Komresse auf die Wunde positioniert. Problemlose Wundüberwachung, einfacher Verbandwechsel. SÖHNGEN® Kinderverbände. Hochwertige aluderm®-Qualitätsverbandstoffe, abgestimmt auf die besonderen Erfordernisse bei Kindern und angepasst an die unterschiedlichen Größenverhältnisse der entsprechenden Altersstufen. Kindgerechte Aufmachung, einfach auspacken und anwenden. Spezialprogramm Kinder-Verbände. aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen. aluderm® ist außerordentlich weich und geschmeidig, verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln.



Artikel-Nr.	1050140
GTIN	4250108821625
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,011
Norm	
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I(s)
Biozid	nein
PSA	
PZN	00118664
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M040202
Basis UDI	42501088001HL
UDI-DI	04250108821625
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com