


Produktinformationen

aluderm® Kinder-Quickverband klein

aluderm® Kinder-Quickverband. Der absolut unkomplizierte Momentverband. Die aluderm®-Komresse ist auf einer selbsthaftenden Kohäsiv-Binde aufgesiegelt, eine zusätzliche Endfixierung ist nicht erforderlich. Kindgerechte Abmessungen, einzeln steril verpackt. SÖHNGEN® Kinderverbände. Hochwertige aluderm®-Qualitätsverbandstoffe, abgestimmt auf die besonderen Erfordernisse bei Kindern und angepasst an die unterschiedlichen Größenverhältnisse der entsprechenden Altersstufen. Kindgerechte Aufmachung, einfach auspacken und anwenden. Spezialprogramm Kinder-Verbände. aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen. aluderm® ist außerordentlich weich und geschmeidig, verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln.



Artikel-Nr.	1050197
GTIN	4250108803713
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,007
Norm	
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I(s)
Biozid	nein
PSA	
PZN	00118635
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M040202
Basis UDI	42501088004HS
UDI-DI	04250108803713
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhnngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com