

Produktinformationen

aluderm® Kinder-alucap groß

aluderm® Kinder-alucap Kopfhaut. Ganzkopfhaut aus aluderm® für ausgedehnte Kopfwunden oder schlecht zu verbindende Verletzungen im gesamten Kopfbereich. Abgerundete Kapuze mit innenliegender Aluminiumbedampfung, mit Bindebändern unter dem Kinn zu schließen. Einzel steril verpackt. aluderm® - die sanfte Wundtherapie aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen. aluderm® ist außerordentlich weich und geschmeidig, verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln.



Artikel-Nr.	1050217
GTIN	4250108821700
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,02
Norm	
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I(s)
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M040202
Basis UDI	42501088001HL
UDI-DI	04250108821700
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com