

## Produktinformationen

### aluderm® Kinder Flächenverband Schürfwunden

aluderm® Kinder-Flächenverband Schürfwunden. Der aluderm®-Flächenverband für großflächige Schürfwunden bewirkt eine lockere Wundabdeckung, die nicht mit der Wunde verklebt. Er wird mit den beigefügten Pflasterstreifen einfach und sicher fixiert. aluderm®-Verbandtuch 14 x 22 cm plus 4 gebrauchsfertige Silk-Pflasterstreifen, im Set steril verpackt. SÖHNGEN® Kinderverbände. Hochwertige aluderm®-Qualitätsverbandstoffe, abgestimmt auf die besonderen Erfordernisse bei Kindern und angepasst an die unterschiedlichen Größenverhältnisse der entsprechenden Altersstufen. Kindgerechte Aufmachung, einfach auspacken und anwenden. Spezialprogramm Kinder-Verbände. aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen. aluderm® ist außerordentlich weich und geschmeidig, verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln.



Artikel-Nr.	1050262
GTIN	4250108809753
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	140
Breite in mm	220
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,008
Norm	
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I(s)
Biozid	nein
PSA	
PZN	00118718
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M040202
Basis UDI	42501088001HL
UDI-DI	04250108809753
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

Hersteller	W.Söhnngen GmbH
Hersteller Website	<a href="http://www.soehngen.com">www.soehngen.com</a>
Hersteller Kontakt	<a href="mailto:info@soehngen.com">info@soehngen.com</a>