

## Produktinformationen

### Waschschalenständer mit 2 Schalen

Waschschalenständer. Gestell verchromt, Fuß 5-strahlig, Laufrollen Ø 50 mm. Gesamthöhe 825 mm. Schalen Chromnickelstahl 18/8, Fassungsvermögen 6 Liter. Waschschalenständer entfällt, wenn der Raum mit Wasseranschluss und Waschbecken ausgestattet ist.



Artikel-Nr.	6001008
GTIN	4260123930363
Zolltarif-Nr.	94029000
Herkunftsland	DE-SH
eclass 4	34020401
eclass 5	34020701
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	5,655
Norm	
Farbe	
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	provita medical gmbh & co
Hersteller Website	<a href="http://www.provita.de">www.provita.de</a>
Hersteller Kontakt	<a href="mailto:info@provita.de">info@provita.de</a>