

Produktinformationen

Infusions-Fahrstativ

Rundrohr, verchromt, Fuß 5-strahlig, mit Laufrollen.
Stufenlos höhenverstellbar 1.100-2.000 mm, mit vier Haken
für Infusionsflaschen.



Artikel-Nr.	6001039
GTIN	4260123933432
Zolltarif-Nr.	94029000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34020401
eclass 5	34020701
Höhe in mm	1160
Breite in mm	170
Tiefe in mm	100
Gewicht in kg	3,773
Norm	
Farbe	
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	42601239302J6
UDI-DI	04260123933432
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	provita medical gmbh & co
Hersteller Website	www.provita.de
Hersteller Kontakt	info@provita.de