

## Produktinformationen

### Ruheraumliege Stahlrohr Kopf und Fußteil verstellbar schwarz

Ruheraumliegen: Gemäß Arbeitstätten-Regel ASR A4.2 müssen für schwangere Frauen oder stillende Mütter Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen in unmittelbarer Nähe in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellen. - Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 500 mm, Trägerplatte: 22 mm - Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark - Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend - Mehrstufig verstellbares Kopf- und Fußteil - Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet - Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp



Artikel-Nr.	6001127S
GTIN	4250108801948
Zolltarif-Nr.	94029000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34020401
eclass 5	34020701
Höhe in mm	500
Breite in mm	2000
Tiefe in mm	700
Gewicht in kg	36,571
Norm	
Farbe	
Material	Stahl
Wasserfest	
Abschließbar	
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	V080603
Basis UDI	42501088101HR
UDI-DI	04250108801948
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	<a href="http://www.soehngen.com">www.soehngen.com</a>
Hersteller Kontakt	<a href="mailto:info@soehngen.com">info@soehngen.com</a>

Verstellbares Kopfteil	ja
Verstellbares Fußteil	ja

## Produktinformationen

### Ruheraumliege Stahlrohr Kopf und Fußteil verstellbar schwarz

Liegefläche Länge in mm	2000
Liegefläche Breite in mm	700
Liegehöhe in mm	500