

## Produktinformationen

### aluderm® neutralisierende Augenspülung pH neutral 4.9% Phosphate 200 ml

Der sterile aluderm pH Neutral 4,9% Phosphatpuffer wurde speziell zur schnellen Neutralisation von Säuren und alkalischen Substanzen im Auge entwickelt. Im Ernstfall ermöglicht die benutzerfreundliche Flasche mit ergonomischer Augenmuschel eine effektive Spülung der Augen – für optimalen Durchfluss und maximale Sicherheit. Das durchdachte Design erlaubt das schnelle Öffnen mit nur einer Hand. Nach der Anwendung wird eine Nachspülung mit aluderm Eyewash 0,9% Natriumchlorid auf dem Weg zum Arzt empfohlen. Die CE-gekennzeichneten Einwegflaschen sind nicht wiederverwendbar und verfügen über eine Haltbarkeit von 3,5 Jahren.



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Artikel-Nr.           | 2010064          |
| GTIN                  | 5715205109223    |
| Zolltarif-Nr.         | 33079000         |
| Herkunftsland         | DK               |
| eclass 4              | 40011701         |
| eclass 5              | 40019101         |
| Höhe in mm            | 165              |
| Breite in mm          | 56               |
| Tiefe in mm           | 56               |
| Gewicht in kg         | 0,278            |
| Norm                  |                  |
| Farbe                 | transparent      |
| Material              | Polyethylen (PE) |
| Wasserfest            |                  |
| Abschließbar          | nein             |
| Spritzwassergeschützt |                  |
| Wandhalterung         | ohne             |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Arzneimittel          | Kein Arzneimittel                              |
| Medizinprodukteklasse | Klasse IIb                                     |
| Biozid                | nein   |
| PSA                   | nein   |
| PZN                   |  |
| BfArM Zul-Nr.         |  |
| BAuA Reg-Nr.          |  |
| EMDN                  |  |
| Basis UDI             |  |
| UDI-DI                | 5715205109223                                  |
| UN-Nr.                |  |
| O2 in Liter           | 0  |
| Hersteller            | Plum Safety ApS                                |
| Hersteller Website    | <a href="http://www.plum.eu">www.plum.eu</a>   |
| Hersteller Kontakt    | <a href="mailto:info@plum.eu">info@plum.eu</a> |