

## Produktinformationen


### LifePad® Reanimationshilfe by Beurer

Das LifePad® ist ein Hilfsprodukt für den Ersthelfer beim Herzstillstand und soll mehr Menschen dazu motivieren Erste-Hilfe zu leisten.

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Durch die farbigen LED's erhalten Sie visuelles Feedback für den optimalen Kompressionsdruck. Ein akustisches Signal gibt Ihnen die optimale Kompressionsfrequenz von 100 Schlägen pro Minute vor.

Durch das flexible Material passt sich das LifePad® jeder Körperform an und kann bei Personen ab 12 Jahren angewendet werden.

Die Auflagefläche zeigt die genaue Positionierung der Hände für die Reanimation. Das LifePad® kann auch in Kombination mit einem Defibrillator verwendet werden (Signalton dafür abschaltbar).



Artikel-Nr.	0102085
GTIN	4211125653026
Zolltarif-Nr.	90189084
Herkunftsland	DE-NI
eclass 4	
eclass 5	40020301
Höhe in mm	214
Breite in mm	158
Tiefe in mm	13
Gewicht in kg	0,315
Norm	
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0