

Produktinformationen

GGVSEB - Kfz-Verbandkasten SN-CD - Komplettausstattung

Erste-Hilfe-Ausstattung nach DIN 13164 (Kraftfahrzeug-Verbandkasten), zusätzlich mit GGVSEB-Schutzausrüstung.

Inhalt:

- Füllung Standard DIN 13164 KFZ Verbandkasten
- Schutzbrille-Vollsicht EN 166
- Handschuhe Neopren 30 cm Paar
- oculav NIT® Augenspülung 250 ml Sterillösung
- 3 Trinkwasserkonserve à 100 ml
- 1 SIRIUS® Rettungsdecke silber-gold 210 x 160 cm
- 1 Einmal-Schürze 81 x 125 cm



Erste-Hilfe-Koffer Modell SN-CD

- Material: ABS-Kunststoff in orange
- Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
- Maße: 310 x 210 x 130 mm

Artikel-Nr.	0301012
GTIN	4250108801856
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	310
Breite in mm	210
Tiefe in mm	130
Gewicht in kg	2,872
Norm	
Farbe	orange
Material	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	beinhaltet PSA
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

Produktinformationen

GGVSEB - Kfz-Verbandkasten SN-CD - Komplettausstattung

Wasserfest

Abschließbar nein

Spritzwassergeschützt

Wandhalterung ohne