

## Produktinformationen

### Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD orange leer

Erste-Hilfe-Koffer Modell QUICK-CD

- Maße: 260 x 170 x 110 mm
- Material: ABS-Kunststoff in orange
- Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Zwei gleich große Kofferschalen
- Transparente Abdeckplatten
- Umlaufende Gummidichtung
- Inneneinteilung verstellbar
- Leichtgängige Drehverschlüsse
- Verstärkter Tragegriff
- Plombier Vorrichtung und Sicherheitsplombe
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung



In der praktischen Wandhalterung ist der Erste-Hilfe-Koffer sicher fixiert, kann schnell entnommen und an den Unfallort gebracht werden.

Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, Koffer auch in der Wandhalterung zu öffnen.

Wußten Sie schon? In der DIN EN 1789 - Krankenkraftwagen - wird unter Punkt 4.5.9. gefordert, dass alle Geräte im Fahrzeug so zu sichern sind, dass sich diese bei einer Einwirkung von 10g nicht in Geschosse verwandeln. Das SÖHNGEN® Behälter- und Wandhalterungssystem Programm 2000 CD ist in der schwersten Inhaltsvariante auf Beschleunigung/Verzögerung von 10g in Längs-, Quer- und senkrechter Richtung eingehend geprüft worden und hat diese Prüfung erfolgreich bestanden.

Artikel-Nr.	0301120
GTIN	4250108804420
Zolltarif-Nr.	42021250
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	

## Produktinformationen

### Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD orange leer

Höhe in mm	260
Breite in mm	170
Tiefe in mm	110
Gewicht in kg	1,082
Norm	
Farbe	orange
Material	ABS-Kunststoff
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ja

EMDN

Basis UDI

UDI-DI

UN-Nr.

O2 in Liter 0