

Produktinformationen

Erste-Hilfe-Koffer MT-CD Industrie Norm weiß

Mit Füllung Industrie Norm nach DIN 13169.

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

Koffer kann schnell aus der Wandhalterung entnommen und an den Unfallort gebracht werden. Auch in der Wandhalterung zu öffnen. Handliche Griff Tasten für problemlose Kofferentnahme. Zwei gleich große Kofferschalen, transparente Abdeckplatten, Inneneinteilung verstellbar. ABS-Kunststoff regeneratfrei, cadmiumfreie Einfärbung, für medizinische Geräte, Arzneimittel und Lebensmittel zugelassen. Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, staubdicht, wartungsfrei. Ausgereifte Technik, hervorragendes Sicherheitsverhalten, keine scharfen Ecken und Kanten, alle Bauteile abgerundet, griffsympathisch, in alle Einzelteile zerlegbar. Fünf Jahre Herstellergarantie auf bewegliche Funktionsteile (Griffe, Verschlüsse, Scharniere und Clips für Deckelplatten) sowie auf Farbgleichheit der Koffer.

In der DIN EN 1789 - Krankenkraftwagen - wird unter Punkt 4.5.9. gefordert, dass alle Geräte im Fahrzeug so zu sichern sind, dass sich diese bei einer Einwirkung von 10 g nicht in Geschosse verwandeln. Das SÖHNGEN® Behälter- und Wandhalterungssystem Programm 2000 CD ist in der schwersten Inhaltsvariante auf Beschleunigung/Verzögerung von 10 g in Längs-, Quer- und senkrechter Richtung eingehend geprüft worden und hat diese Prüfung erfolgreich bestanden.

Erste-Hilfe-Koffer Modell MT-CD

- Maße: 400 x 300 x 150 mm
- Material: ABS-Kunststoff in weiß
- Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung



Produktinformationen

Erste-Hilfe-Koffer MT-CD Industrie Norm weiß

| | |
|-----------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | 0301156 |
| GTIN | 4250108800026 |
| Zolltarif-Nr. | 30065000 |
| Herkunftsland | DE-HE |
| eclass 4 | 40040307 |
| eclass 5 | 40020301 |
| Höhe in mm | 400 |
| Breite in mm | 300 |
| Tiefe in mm | 150 |
| Gewicht in kg | 5,202 |
| Norm | DIN 13169 |
| Farbe | |
| Material | ABS-Kunststoff |
| Wasserfest | |
| Abschließbar | nein |
| Spritzwassergeschützt | |
| Wandhalterung | ja |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Arzneimittel | Kein Arzneimittel |
| Medizinproduktklasse | Kein Medizinprodukt |
| Biozid | nein |
| PSA | |
| PZN | |
| BfArM Zul-Nr. | |
| BAuA Reg-Nr. | |
| EMDN | |
| Basis UDI | |
| UDI-DI | |
| UN-Nr. | |
| O2 in Liter | 0 |