

Produktinformationen

Erste-Hilfe-Koffer Brandverletzungen MT-CD

Inhalt: aluderm® Kompressen, aluderm® Verbandtücher, aluderm® Quickverband, aluderm® Spezialverbände für Gesicht, Kopf, Hand, Arm und Bein. oculav NIT® Augen-Sofortspülung, Kältekissen, haltbares Trinkwasser zur Herstellung einer Elektrolytlösung, Infusions-Set, Injektions-Set, Kleiderschere, Rettungsdecken. Freiraum für Infusionslösungen und Replantatbeutel.

Erste-Hilfe-Koffer Modell MT-CD

- Maße: 400 x 300 x 150 mm
- Material: ABS-Kunststoff in orange
- Inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
- Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung

aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist weich und geschmeidig. In der Zwischenlage werden Sekrete aufgenommen, gebunden und von dort nicht mehr abgegeben. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde.



Artikel-Nr.	0301166
GTIN	4250108811169
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	400
Breite in mm	300
Tiefe in mm	150
Gewicht in kg	5,424
Norm	
Farbe	orange
Material	ABS-Kunststoff
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ja

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0