

Produktinformationen

Erste-Hilfe-Koffer QUICK - CD JOKER Norm orange

Erste-Hilfe-Koffer mit drei einzeln geschützten und separat zugänglichen Ebenen.

Jede Ebene ist eine eigene Abteilung, deren wertvoller Erste-Hilfe-Inhalt durch eine transparente Abdeckplatte sicher, übersichtlich und geschützt gelagert wird.

Die in der aktuellen DIN-Norm für Betriebsverbandkästen vorgesehenen Kältekissen sind für eine Selbstaktivierung besonders anfällig und sollten deshalb extra geschützt gelagert sein, damit auch die anderen sterilen Inhalte und Verbandmittel nicht beschädigt werden. Deshalb haben im Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Joker die Kältekissen auch bei Langzeitlagerung eine eigene geschützte Ebene. Es bleibt noch extra Freiraum für eigene Ergänzungen verfügbar.

Inhalt: DIN 13157

Erste-Hilfe-Koffer Modell QUICK-CD JOKER

- Maße: 260 x 170 x 170 mm
- Material: ABS-Kunststoff in orange
- Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung



Artikel-Nr.	0301240
GTIN	4250108819844
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	260
Breite in mm	170
Tiefe in mm	170
Gewicht in kg	2,238
Norm	DIN 13157
Farbe	
Material	ABS-Kunststoff
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ja

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0