

Produktinformationen

SCOUT-Freizeit-Notfallset

Ideal für Interessengruppen, beispielsweise beim Wandern.

Inhalt u.a.: aluderm® Verbände wie Kompressen, Augenkompressen, Quickverbände, aluderm® alufinger, Spezial-Druckverbandpäckchen, Dreiecktuch, Kühlspray, SIRIUS® Rettungsdecken, Binden, SÖHNGEN®-Silk Pflasterstreifen, aluderm®-aluplast Wundpflaster, Einmalhandschuhe, Beatmungshilfe, Erste-Hilfe-Schere, Pinzette, Wundreinigungstücher

Tasche

- Maße: 310 x 225 x 70 mm
- Material: wasserabweisendes Nylongewebe, orange
- Steckschlaufen in der Deckeltasche, Boden mit Unterteilung
- Gürtelschlaufen, Tragegriff, längenverstellbarer, aushakbarer Schultergurt, doppelläufiger Reißverschluss



Artikel-Nr.	0307021
GTIN	4250108809593
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	310
Breite in mm	225
Tiefe in mm	70
Gewicht in kg	0,97
Norm	
Farbe	
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	1950
O2 in Liter	0