

Produktinformationen

Erste-Hilfe-Helmset

Klein und kompakt, passt in den Arbeitsschutzhelm zwischen Helmschale und Innenausstattung.
 Inhalt: aluderm® Komresse, aluderm® Quickverband, aluderm®-aluplast Pflasterstrips und gebrauchsfertigen SÖHNGEN®-Silk Pflasterstreifen.

aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist weich und geschmeidig. In der Zwischenlage werden Sekrete aufgenommen, gebunden und von dort nicht mehr abgegeben. Verklebt nicht mit der Wunde, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen.

Wiederverschließbarer PE-Druckverschlussbeutel
 Maße: 110 x 80 x 30 mm



Artikel-Nr.	0307029
GTIN	4250108806530
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	135
Breite in mm	100
Tiefe in mm	60
Gewicht in kg	0,032
Norm	
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0