

Produktinformationen

Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Kombi orange SCHULE

Erste-Hilfe-Koffer mit Spezialfüllung Schule für Grundschüler ab 6 Jahren.

- Koffer QUICK-CD
- Maße: 260 x 170 x 110 mm
- Material: ABS-Kunststoff, orange
- Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, wartungsfrei
- Inkl. Wandhalterung mit 90° Stop-Arretierung
- Für mobilen und stationären Einsatz, kann problemlos der Halterung entnommen und zum Unfallort gebracht werden
- Koffer mit umlaufender Gummidichtung
- Inneneinteilung verstellbar, transparente Abdeckplatten, leichtgängige Drehverschlüsse, verstärkter Tragegriff, Plombier Vorrichtung
- Inkl. Bedruckung und Kennzeichnung



Artikel-Nr.	0350100
GTIN	4250108805304
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	260
Breite in mm	170
Tiefe in mm	110
Gewicht in kg	1,726
Norm	
Farbe	orange
Material	ABS-Kunststoff
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ja

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0