

Produktinformationen

Erste Hilfe Extra+ Verwaltung MT-CD gelb

Leuchtgelb in Verbindung mit Signalrot werden neben der bereits fest etablierten Rettungsfarbe orange europaweit die künftigen Farben für viele rettungsdienstliche Einrichtungen und Ambulanzfahrzeuge sein. Die Farbkombination ergibt stets einen auffallenden Kontrast vor hellem und vor dunklem Hintergrund, schon von Weitem wird eine Signalwirkung und ein hoher Erkennungswert erzielt. Reflektionsstreifen erhöhen die Erkennbarkeit im Dunkeln oder bei Stromausfall.

Inhalte: Die Füllungen der Serie Erste Hilfe Extra basieren auf der Norm DIN 13157 für Betriebsverbandkasten. Die Modelle 'Extra+' gehen über diese DIN-Norm weit hinaus und enthalten zusätzlich wertvolle Ergänzungen und Erweiterungen, die für eine qualifizierte Erste Hilfe empfehlenswert sind. Ganz besonderer Wert wurde auf die hohe Qualität der Verbandstoffe gelegt. SÖHNGEN®-Markenverbandstoffe bürgen für bestmögliche Versorgung.



Erste-Hilfe-Koffer Modell MT-CD

-Maße: 400 x 300 x 150 mm

-Material: ABS-Kunststoff in leuchtgelb

-Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

-Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar

-Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung

-Nachleuchtender Reflektionsstreifen

Artikel-Nr.	0361110
GTIN	4250108800392
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	400
Breite in mm	300
Tiefe in mm	150
Gewicht in kg	4,406
Norm	DIN 13157
Farbe	gelb
Material	ABS-Kunststoff

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	1950
O2 in Liter	0

Produktinformationen

Erste Hilfe Extra+ Verwaltung MT-CD gelb

Wasserfest

Abschließbar nein

Spritzwassergeschützt

Wandhalterung ja