

Produktinformationen

Erste Hilfe DIREKT Praxis

DAS ORIGINAL VON SÖHNGEN®. Wie sieht Ihr Verbandkasten denn aus - enthält er auch wirklich genau das Erste-Hilfe- und Verbandmaterial, das in Ihrem Betrieb immer wieder benötigt wird? Eine Schlossereiwerkstatt erfordert doch eigentlich ganz anderes Erste-Hilfe-Material, als es in einem Steuerbüro benötigt wird. Eine klare Lösung für die individuellen Bedürfnisse in Ihrem Betrieb bietet das SÖHNGEN®-Programm Erste Hilfe DIREKT.

Die Koffer der Serie Erste Hilfe DIREKT sind Erste-Hilfe-Koffer für kleinere Betriebe und Gruppen aus Verwaltung, Handwerk und Dienstleistung, immer mit Norm-Inhalt nach DIN 13157, zuzüglich Erste-Hilfe-Material nach berufsspezifischer Risikobewertung. Der gesetzlich vorgeschriebene Norm-Inhalt nach DIN 13157 wurde jeweils erweitert und ergänzt durch Erste-Hilfe-Material, das auf die ganz unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Berufsgruppen individuell abgestimmt und zugeschnitten ist.

Erste Hilfe DIREKT mit Norm-Inhalt nach DIN 13157 plus berufsspezifischen Erweiterungen plus Eigenkennzeichnung ist lieferbar für viele Branchen.

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

Erste-Hilfe-Koffer SN-CD

- Maße: 310 x 210 x 130 mm
- Material: ABS-Kunststoff in orange
- Inkl Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung. Auf Wunsch kann Ihr Koffer aber auch individuell nach Ihrer Vorgabe gekennzeichnet werden. Jeder gewünschte Text - einzeilig, kein Logo - ist ohne Mehrpreis möglich.



Artikel-Nr.	0370046
GTIN	4250108806356
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	

Produktinformationen

Erste Hilfe DIREKT Praxis

Höhe in mm	310
Breite in mm	210
Tiefe in mm	130
Gewicht in kg	2,937
Norm	
Farbe	orange
Material	ABS-Kunststoff
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ja

EMDN

Basis UDI

UDI-DI

UN-Nr.

O2 in Liter 0