

Produktinformationen

Sanitätstasche DIN 13160 A Nylongewebe gefüllt

Mit Verbandstoff-Füllung.

Sanitätstasche

- Maße: 280 x 225 x 105 mm
- Material: Nylongewebe bezogener Kunststoff, pflegeleicht, verrottungssicher, Farbe schwarz
- Tasche aus einem Stück gearbeitet, alle Kanten gesäumt
- Mit verstellbarem Schultergurt, Tragegriff
- Verschlüssen vorn und seitlich sowie verstellbarer Inneneinteilung



Artikel-Nr.	0401006
GTIN	4250108808541
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	225
Breite in mm	250
Tiefe in mm	105
Gewicht in kg	1,094
Norm	DIN 13160
Farbe	
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0