

Produktinformationen

First Responder Notfalltasche Helfer vor Ort

- Maße: 490 x 290 x 260 mm
- Material: stabiles, reißfestes Nylogewebe in orange, mit rückseitiger PVC-Beschichtung
- Bodenteil 120 mm hoch
- Hartschaleneinsatz mit Facheinteilungen
- Oberteil durch Reißverschluss ganz abklappbar
- Taschenoberteil mit Gummibandschlaufen und Stecktaschen für Kleinmaterial im Deckelinnenfach
- Zwei handliche Tragegriffe
- Zwei längenverstellbare Tragegurte (dadurch kann man die Tasche wie einen Rucksack auf dem Rücken tragen)



Inhalt First Responder/DIN 13155:2008, u.a. mit:

- SÖHNGEN®-Beatmungsbeutel
- Sekret-Absaugpumpe MonoVAC
- QuickFix Alu-Polsterschienen
- Blutdruckmesser
- SÖHNGEN® Qualitätsverbandstoffe aluderm® und aluderm®-aluplast

Artikel-Nr.	0405010
GTIN	4250108809555
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301

Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	7,196
Norm	DIN 13155
Farbe	
Material	
Wasserfest	

Arzneimittel	Enthält Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	1987
O2 in Liter	0

Produktinformationen

First Responder Notfalltasche Helfer vor Ort

Abschließbar

Spritzwassergeschützt

Wandhalterung