

Produktinformationen

PROFiL Notfallrucksack leer inklusive 3 große - 2 kleine Modultaschen

Inhalt: leer, mit 3 großen + 2 kleinen Modultaschen und O2-Halterung für ein 1L oder 2L O2-Gerät

Gewicht: ca. 6,5 kg

PROFiL Notfallrucksack

- Material: Planengewebe hochfest, robust und strapazierfähig
- Farbe: rot mit weißen Neon-Reflexstreifen
- Maße: ca. 530 x 540 x 400 mm
- Volumen: gesamt ca. 54 Liter

Außenbereich

- Zwei Fronttaschen: obere Fronttasche mit transparentem Folieneinschub, untere Fronttasche für ein AED-Gerät oder zusätzliches Zubehör
- Zwei kleine Seitentaschen
- Eine längliche Seitentasche
- Längenverstellbare Schulter- und Bauchtragegurte
- Ergonomisch gepolsterter Rückenbereich
- Ergonomisch geformte Tragehandgriffe seitlich und oben
- Boden aus Planengewebe mit 5 Stand-Stabilisatoren

Innenbereich

- Zwei geräumige Hauptfächer
- Halterung für 1 oder 2 Liter O2-Gerät
- Individuelle Raumeinteilung durch klettbare Trennsteg
- Abnehmbare Zwischenplatte für Instrumente und Kleinmaterialien: eine Seite mit abnehmbarem Instrumententableau mit Schlaufen, andere Seite mit 5 farbigen Modultaschen
- Ampullen-Etui ist optional erhältlich



Produktinformationen

PROFiL Notfallrucksack leer inklusive 3 große - 2 kleine Modultaschen

Artikel-Nr.	0406060
GTIN	
Zolltarif-Nr.	42029211
Herkunftsland	RO
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	530
Breite in mm	540
Tiefe in mm	400
Gewicht in kg	6,4
Norm	
Farbe	
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinproduktklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0