

## Produktinformationen

### Erste-Hilfe-Tasche Ruck-Zuck - SCHULAUSSFLUG

Rollfalttasche aus beschichtetem Kunstfasergewebe in orange, pflegeleicht.

Tragegurt mit Schulterpolster, verstellbar, alle Taschenverschlüsse mit Klettband.

Zwei sich gegenüberliegende Fächer, jeweils mit Kunststoffbox verstärkt und mit Abdecklasche einzeln verschließbar, beim Öffnen der Tasche entsteht ein praktisches Ablagefach, daher besonders geeignet für Freiluftveranstaltungen.

Maße: 280 x 250 x 150 mm.

Inhalt: Füllung SCHULAUSSFLUG, speziell orientiert an Unfallrisiken, mit denen bei Schulausflügen und Wanderungen besonders gerechnet werden muss.



Artikel-Nr.	0450002
GTIN	4250108805656
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	280
Breite in mm	250
Tiefe in mm	130
Gewicht in kg	1,8
Norm	
Farbe	orange
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0