

## Produktinformationen

### Verbandschrank HEIDELBERG Norm weiß

Verbandschrank HEIDELBERG. 302 x 362 x 140 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Verbandschrank eintürig, ein Einlegeboden. Die Inneneinrichtung kann durch einen zusätzlichen Einlegeboden und einer Schublade erweitert werden.

Hochwertige Füllung nach DIN 13157. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

Zusätzlich klappbares Ablageblech zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung.



Artikel-Nr.	0501001
GTIN	4250108801276
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	302
Breite in mm	362
Tiefe in mm	140
Gewicht in kg	3,664
Norm	DIN 13157
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Wasserfest	
Abschließbar	ja
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	00119008
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0