

## Produktinformationen

### Verbandschrank HAMBURG Norm Plus

Verbandschrank HAMBURG. 404 x 462 x 170 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Verbandschrank zweitürig, zwei Einlegeböden, große Schublade inkl. flexiblem Trennsteg, Türen mit je drei Ablageschalen. Die Inneneinrichtung kann z.B. durch einen zusätzlichen Einlegeboden und Schubladen erweitert werden.

Hochwertige Füllung nach DIN 13157 einschließlich Erweiterungsset Plus mit SÖHNGEN®-Markenverbandstoffen. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

Zusätzlich klappbares Ablageblech zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung.



Artikel-Nr.	0501016
GTIN	4250108800866
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	404
Breite in mm	462
Tiefe in mm	170
Gewicht in kg	6,935
Norm	DIN 13157
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Wasserfest	
Abschließbar	ja
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0