

## Produktinformationen

### Verbandschrank BERLIN Norm Plus

Verbandschrank Berlin. 315 x 429 x 150 mm, aus Kunststoff, weiß, eintürig. Facheinteilungen, verstellbare Einlegeböden, Tür innen mit Ablageschale.

Hochwertige Füllung nach DIN 13157 einschließlich Erweiterungsset Plus mit SÖHNGEN®-Markenverbandstoffen. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.



Artikel-Nr.	0501017
GTIN	4250108800958
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	315
Breite in mm	429
Tiefe in mm	150
Gewicht in kg	3,116
Norm	DIN 13157
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Wasserfest	
Abschließbar	ja
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0