

Produktinformationen

Verbandschrank NovoLine 2 Industrie Norm Plus

Inhalt: Füllung Industrie NormPlus nach DIN 13169, zusätzlich mit Erweiterungsset Plus.

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

- Maße: 360 x 560 x 200 mm
- Material: Stahlblech, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet
- Eintürig, Tür mit Drehknopf und kräftigem Verschluss
- Inneneinrichtung mit zwei höhenverstellbaren Einlegeböden und zwei Türablagefächern



Artikel-Nr.	0501021
GTIN	4250108801153
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	360
Breite in mm	560
Tiefe in mm	200
Gewicht in kg	9,152
Norm	DIN 13169
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Wasserfest	
Abschließbar	ja
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0