

Produktinformationen

Verbandschrank ATHEN Industrie Norm Plus

Mit Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Verbandschrank zweitürig, verschließbar, vier Einlegeböden. Türinnenseiten mit je drei Ablageschalen. Die Inneneinrichtung kann durch zwei zusätzliche Einlegeböden und Schubladen erweitert werden.

Hochwertige Füllung nach DIN 13169 einschließlich Erweiterungsset Plus mit SÖHNGEN® Markenverbandstoffen. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

Zusätzlich klappbares Ablageblech zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung.

- Maße: 700 x 600 x 242 mm

- Größe: Stahlblech, weiß



Artikel-Nr.	0501029
GTIN	4250108820178
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	700
Breite in mm	600
Tiefe in mm	242
Gewicht in kg	18,212
Norm	DIN 13169
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Wasserfest	
Abschließbar	ja
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0