

Produktinformationen

Verbandschrank NovoLine 3 Erste-Hilfe-Trage

Novoline 3 für Krankentrage 2 x klappbar.

Maße: 1.080 x 360 x 200 mm.

NovoLine 3 ist frei zugänglich, der Erste-Hilfe-Inhalt ist kompakt und geschützt untergebracht, im Notfall jedoch sofort verfügbar.

Verbandkasten, Decken und Tragenlaken in eigenen Türablagefächern, schnelle und problemlose Entnahme.

NovoLine 3 gefüllt mit Krankentrage 2 x klappbar, Stahlblech-Verbandkasten Kiel Norm mit Füllung nach DIN 13157, zwei Öko-Thermo-Decken und zwei Krankentragenlaken.

- Edelmatt weiß elektrostatisch pulverbeschichtet
- Ecken und Kanten verstärkt, mit umlaufender Dichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht
- Ablagefächern in den Türinnenseiten
- Türen mit Drehknopf und kräftigem Verschlussmechanismus
- Mit Anti-Kippsicherung für Krankentragen und Verbandkasten-Halterung
- Inkl. Bedruckung und Kennzeichnung

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.



Artikel-Nr.	0501049
GTIN	4250108804345
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040805
eclass 5	40049105
Höhe in mm	1080
Breite in mm	360
Tiefe in mm	200
Gewicht in kg	26,544
Norm	
Farbe	weiß

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

Produktinformationen

Verbandschrank NovoLine 3 Erste-Hilfe-Trage

Material	Stahlblech
Wasserfest	
Abschließbar	ja
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne