


## Produktinformationen

### Erste-Hilfe-SCHULE XS-XXL MADRID

Spezialfüllung für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen. Enthalten sind Kinderverbandstoffe in kindgerechten Ausführungen für jüngere Schüler sowie Verbände für junge Erwachsene. Eine ausgewogene Zusammenstellung für alle.

#### Schrank

- Material: Stahlblech, weiß lackiert
- Maße: 452 x 552 x 170 mm
- Eintürig, Ecken und Kanten abgerundet, Tür anscharniert, mit Dichtungsprofil
- Zwei verstellbare Einlegeböden, Tür mit drei Ablageschalen
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Inkl. Bedruckung und Kennzeichnung



Artikel-Nr.	0550109
GTIN	4250108805779
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	452
Breite in mm	552
Tiefe in mm	170
Gewicht in kg	8,583
Norm	
Farbe	
Material	Stahlblech
Wasserfest	
Abschließbar	
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0