

Produktinformationen

Stehschrank NovoLine 4 für Krankentrage 1x klappbar

Stehschrank NovoLine 4. für Krankentrage 1 x klappbar.

Maße: 2.000 x 300 x 200 mm.

NovoLine 4 benötigt wenig Aufstellfläche und ist auch für beengte Platzverhältnisse geeignet. NovoLine ist frei zugänglich, der Erste-Hilfe-Inhalt ist kompakt und geschützt untergebracht, im Notfall jedoch sofort verfügbar.

Verbandkasten, Decken und Tragenlaken sind in eigenen Fächern in der Tür untergebracht und können schnell und problemlos entnommen werden.

Stehschrank NovoLine 4 gefüllt mit Krankentrage 1 x klappbar, Stahlblech- Verbandkasten Kiel Norm mit Füllung nach DIN 13157, zwei Öko-Thermo-Decken und zwei Krankentragenlaken.

- Edelmatt weiß elektrostatisch pulverbeschichtet
- Ecken und Kanten verstärkt, mit umlaufender Dichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht
- Ablagefächern in den Türinnenseiten
- Türen mit Drehknopf und kräftigem Verschlussmechanismus
- Mit Anti-Kippsicherung für Krankentragen und Verbandkasten-Halterung
- Inkl. Bedruckung und Kennzeichnung

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.



| | |
|---------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 0601083 |
| GTIN | 4250108804369 |
| Zolltarif-Nr. | 30065000 |
| Herkunftsland | DE-HE |
| eclass 4 | 40040805 |
| eclass 5 | 40049105 |
| Höhe in mm | 2000 |
| Breite in mm | 300 |
| Tiefe in mm | 200 |
| Gewicht in kg | 33,496 |
| Norm | |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Arzneimittel | Kein Arzneimittel |
| Medizinprodukteklasse | Kein Medizinprodukt |
| Biozid | nein |
| PSA | |
| PZN | |
| BfArM Zul-Nr. | |
| BAuA Reg-Nr. | |
| EMDN | |
| Basis UDI | |
| UDI-DI | |
| UN-Nr. | |
| O2 in Liter | 0 |

Produktinformationen

Stehschrank NovoLine 4 für Krankentrage 1x klappbar

Farbe

| | |
|----------|------------|
| Material | Stahlblech |
|----------|------------|

Wasserfest

| | |
|--------------|----|
| Abschließbar | ja |
|--------------|----|

Spritzwassergeschützt

| | |
|---------------|------|
| Wandhalterung | ohne |
|---------------|------|