

Produktinformationen

DermaCare® Verbandpäckchen DIN mittel

DermaCare® Kompresse, aufgesiegelt auf eine elastische WS-Fixierbinde, stranguliert nicht. SÖHNGEN® No-Touch-Wicklung, einzeln steril in Peelpackung. DIN 13151.

DermaCare® - die schonende Wundversorgung. Viskose-Vlies, besonders weich und geschmeidig, enorm hohe Saugfähigkeit von 2.000 g/m². Beidseitig hydrophiles PP-Antihaftvlies, absolut glatte Oberfläche, haftet nicht an der Wunde. Hautschonend, atmungsaktiv, patientenfreundlich, keine Reizerscheinungen, keine überempfindlichen Reaktionen. Physiologisch unbedenklich, ohne chemische Bindemittel und optische Aufheller. EO-sterilisiert, in Peelpackung, Farbcode gelb.



| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 1002003 |
| GTIN | 4250108806837 |
| Zolltarif-Nr. | 30059050 |
| Herkunftsland | DE-HE |
| eclass 4 | 34030301 |
| eclass 5 | 34030101 |
| Höhe in mm | 170 |
| Breite in mm | 75 |
| Tiefe in mm | 33 |
| Gewicht in kg | 0,014 |
| Norm | DIN 13151 |
| Farbe | gelb / weiß |
| Material | |
| Wasserfest | |
| Abschließbar | nein |
| Spritzwassergeschützt | |
| Wandhalterung | ohne |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Arzneimittel | Kein Arzneimittel |
| Medizinprodukteklasse | Klasse I(s) |
| Biozid | nein |
| PSA | |
| PZN | 11048257 |
| BfArM Zul-Nr. | |
| BAuA Reg-Nr. | |
| EMDN | M040204 |
| Basis UDI | 42501088005HU |
| UDI-DI | 04250108806837 |
| UN-Nr. | |
| O2 in Liter | 0 |