

Produktinformationen

DermaCare® Komresse einzeln 20 x 20 cm

Komresse, steril in Peelpackung.

DermaCare® - die schonende Wundversorgung. Viskose-Vlies, besonders weich und geschmeidig, enorm hohe Saugfähigkeit von 2.000 g/m². Beidseitig hydrophiles PP-Antihaftvlies, absolut glatte Oberfläche, haftet nicht an der Wunde. Hautschonend, atmungsaktiv, patientenfreundlich, keine Reizerscheinungen, keine überempfindlichen Reaktionen. Physiologisch unbedenklich, ohne chemische Bindemittel und optische Aufheller. EO-sterilisiert, in Peelpackung, Farbcode gelb.



Artikel-Nr.	1003107
GTIN	4250108810032
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	215
Breite in mm	110
Tiefe in mm	8
Gewicht in kg	0,016
Norm	
Farbe	gelb / weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I(s)
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M040204
Basis UDI	42501088002HN
UDI-DI	04250108810032
UN-Nr.	
O2 in Liter	0