

Produktinformationen

aluderm® alufinger Set 2

Gebrauchsfertig vorgeformter Stülpverband mit innenliegender, aluminiumbedampfter Wundauflage, steril in Peelpackung. Leicht anzuwenden, einfacher Verbandwechsel, mit Lederfingerling fixieren. aluderm® alufinger Set 2 mit 3 alufinger und 1 beigefügtem Lederfingerling, in PE-Druckverschlussbeutel.

aluderm® - die sanfte Wundtherapie. aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. aluderm® ist nicht nur ein Markenname, es ist der Inbegriff für perfekte Wundversorgung. Ob kleine Verletzungen oder größere Oberflächenwunden - aluderm® bringt immer Erleichterung. Medizinisches Fachpersonal und Patienten sind von aluderm® begeistert. Der Erfolg, den aluderm® bei der Anwendung auch in Spezialkliniken hat, bestätigt die Außerordentlichkeit und Qualität dieses Verbandstoffes.

aluderm® ist ein außerordentlich weicher und geschmeidiger Verbandstoff: aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyestervlies, sehr starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m²) und hydrophobierte PP-Abschlusslage. aluderm® hat viele gute Eigenschaften: aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln.



| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 1003222 |
| GTIN | 4250108827047 |
| Zolltarif-Nr. | 30059050 |
| Herkunftsland | DE-HE |
| eclass 4 | 34030301 |
| eclass 5 | 34030101 |
| Höhe in mm | 190 |
| Breite in mm | 2 |
| Tiefe in mm | 120 |
| Gewicht in kg | 0,026 |
| Norm | |
| Farbe | |
| Material | |
| Wasserfest | |
| Abschließbar | nein |
| Spritzwassergeschützt | |
| Wandhalterung | ohne |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Arzneimittel | Kein Arzneimittel |
| Medizinprodukteklasse | Kein Medizinprodukt |
| Biozid | nein |
| PSA | |
| PZN | 11048317 |
| BfArM Zul-Nr. | |
| BAuA Reg-Nr. | |
| EMDN | |
| Basis UDI | |
| UDI-DI | |
| UN-Nr. | |
| O2 in Liter | 0 |

DE

Produktinformationen

aluderm® alufinger Set 2