

Produktinformationen

aluderm® Flächenverband Schürfwunden groß

aluderm® Flächenverband zur lockeren Abdeckung von Hautabschürfungen, ganz einfach mit den beigefügten, hautfreundlichen Silk-Pflasterstreifen zu befestigen. Aluminiumbedampfte aluderm®-Komresse plus gebrauchsfertige Silk-Pflasterstreifen à 12 x 2,5 cm, steril in Peelpackung.

aluderm® - die sanfte Wundtherapie. aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. aluderm® ist nicht nur ein Markenname, es ist der Inbegriff für qualifizierte Wundversorgung. Ob kleine Verletzungen oder größere Oberflächenwunden - aluderm® bringt Erleichterung. Medizinisches Fachpersonal und Patienten sind von aluderm® begeistert. Der Erfolg, den aluderm® bei der Anwendung auch in Spezialkliniken hat, bestätigt die Außerordentlichkeit und Qualität dieses Verbandstoffes.

aluderm® ist ein außerordentlich weicher und geschmeidiger Verbandstoff: aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyestervlies, sehr starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m²) und hydrophobierte PP-Abschlusslage. aluderm® hat viele gute Eigenschaften: aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln.



Artikel-Nr.	1003263
GTIN	4250108821199
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	210
Breite in mm	
Tiefe in mm	300
Gewicht in kg	0,017
Norm	
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I(s)
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M040202
Basis UDI	42501088001HL
UDI-DI	04250108821199
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

DE



Produktinformationen

aluderm® Flächenverband Schürfwunden groß