

Produktinformationen

DERMOTEKT® Komresse 10 x 10 cm à 2 Stück

Steril in Peelpackung.

DERMOTEKT® Verbandstoff. Vollvolumiges Polyestervlies, hohe Saugfähigkeit 1.000 g/m², übertrifft die Anforderungen der DIN 13152. Glatte Oberflächen, kein Verkleben oder Haften an Wundflächen, keine Dochtwirkung. Physiologisch unbedenklich, atmungsaktiv, geschmeidig, ohne chemische Bindemittel und optische Aufheller. Farbcode grau/rot, EO-sterilisiert.



Artikel-Nr.	1003401
GTIN	4250108813422
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	100
Breite in mm	100
Tiefe in mm	5
Gewicht in kg	0,002
Norm	
Farbe	
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I(s)
Biozid	nein
PSA	
PZN	11047737
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M040299
Basis UDI	42501088003HQ
UDI-DI	04250108813422
UN-Nr.	
O2 in Liter	0