

Produktinformationen

Mullkompresse 5 x 5 cm unsteril 100 Stück

Verbandmull DIN EN 14079 BW 17-fdg., 8-fach gelegt, Schnittkanten innen. Packung à 100 Stück, unsteril.

Artikel-Nr.	1005059	Arzneimittel	Kein Arzneimittel
GTIN	4250016410423	Medizinproduktklasse	Klasse I
Zolltarif-Nr.	30059031	Biozid	nein
Herkunftsland	CN	PSA	
eclass 4	34030301	PZN	
eclass 5	34030101	BfArM Zul-Nr.	
		BAuA Reg-Nr.	
		EMDN	
Höhe in mm		Basis UDI	
Breite in mm		UDI-DI	
Tiefe in mm		UN-Nr.	
Gewicht in kg	0,054	O2 in Liter	0
Norm	DIN 61630		
Farbe	weiß		
Material			
Wasserfest			
Abschließbar	nein		
Spritzwassergeschützt			
Wandhalterung	ohne		