

## Produktinformationen

### aluderm®-aluplast Sortiment klein

aluderm®-aluplast Fingerverband-Sortiment 30 Stück - für Betriebsverbandkasten nach DIN 13157.

Inhalt:

- 6 aluderm®-aluplast elastisch Fingerverband 12x2cm einzeln
- 6 aluderm®-aluplast elastisch Fingerkuppenverband, einzeln
- 6 aluderm®-aluplast elastisch Strip 1,9x7,2 cm, einzeln
- 12 aluderm®-aluplast elastisch Strip 2,5x7,2 cm, einzeln
- Einzeln eingeschelt, verpackt in PE-Beutel

aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster.

aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv.

aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet.

aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingeschelt. Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.



Artikel-Nr.	1009152
GTIN	4250108808404
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	18066519
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	

## Produktinformationen

### aluderm®-aluplast Sortiment klein

Höhe in mm	80
Breite in mm	5
Tiefe in mm	120
Gewicht in kg	0,024
Norm	DIN 13019
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

EMDN

Basis UDI

UDI-DI

UN-Nr.

O2 in Liter 0