

Produktinformationen

aluderm®-aluplast Sortiment groß

aluderm®-aluplast Fingerverband-Sortiment 60 Stück - für Betriebsverbandkasten nach DIN 13169.

Inhalt:

- 12 aluderm®-aluplast elastisch Fingerverband 12x2cm einzeln
- 12 aluderm®-aluplast elastisch Fingerkuppenverband, einzeln
- 12 aluderm®-aluplast elastisch Strip 1,9x7,2 cm, einzeln
- 24 aluderm®-aluplast elastisch Strip 2,5x7,2 cm, einzeln
- Einzeln eingeschiegelt, verpackt in PE-Beutel



aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster.
aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundaufgabe und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv.

aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet.

aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingeschiegelt. Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.

Artikel-Nr.	1009153
GTIN	4250108808411
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	18066502
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	

Produktinformationen

aluderm®-aluplast Sortiment groß

Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,052
Norm	DIN 13019
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0