

Produktinformationen

aluderm®-aluplast elastisch 5 m x 6 cm - gerollt

aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster - gerollt. 5 m-Pflasterstreifen am Stück, aufgerollt, unversiegelt.

aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm® Wundaufgabe und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv.

aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet.



Artikel-Nr.	1009198
GTIN	4250108807384
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	5000
Breite in mm	3
Tiefe in mm	60
Gewicht in kg	0,096
Norm	DIN 13019
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	00007835
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M04010101
Basis UDI	42501088113HY
UDI-DI	04250108807384
UN-Nr.	
O2 in Liter	0