

Produktinformationen

Pflasterspender Kinder aluderm®-aluplast gefüllt

Spender gefüllt mit 117 aluminiumbedampften aluderm®-aluplast Wundverbandpflastern in fünf verschiedenen Ausführungen und Größen:

- 30 elastische Strips 72 x 25 mm
- 30 elastische Strips 72 x 19 mm
- je 26 wasserfeste Kinder-Strips, bunt bedruckt mit SPACE und UNICORN
- 5 Wundpflasterstreifen 100 x 40 mm, elastisch, zum Selbstzuschneiden
- sowie zusätzlich eine Schere 10 cm lang
- Miniblock Notfallversorgungsnachweis
- Spender aus ABS-Kunststoff einschließlich Wandhalterung und Befestigungssatz
- Maße: 160 x 122 x 57 mm
- Korpus orange, mit drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach
- Durch seine Wandhalterung hat der Spender einen festen Aufbewahrungsort, langes Suchen entfällt
- Er kann mit einem Griff schnell entnommen werden und so überall verfügbar sein



aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundaufgabe. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei.

Artikel-Nr.	1009920
GTIN	4250108805786
Zolltarif-Nr.	30051000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	00204530
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	

Produktinformationen

Pflasterspender Kinder aluderm®-aluplast gefüllt

Höhe in mm	160
Breite in mm	122
Tiefe in mm	57
Gewicht in kg	0,32
Norm	
Farbe	orange
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ja

EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0