

Produktinformationen

aluderm®-aluplast Nachfüllset Spender UNICORN 26 Stk.

aluderm®-aluplast Nachfüllsets für Pflasterspender Kinder.
 Set Strips 7,2 x 1,9 cm UNICORN 26 Pflaster.

aluderm®-aluplast - das Wundpflaster mit aluderm®.
 aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundaufgabe und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv.

aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet.



Artikel-Nr.	1009921
GTIN	4250108805793
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	80
Breite in mm	120
Tiefe in mm	30
Gewicht in kg	0,02
Norm	
Farbe	rosa
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M04010101
Basis UDI	42501088107J5
UDI-DI	04250108805793
UN-Nr.	
O2 in Liter	0