

Produktinformationen

Erste Hilfe Koffer EUROPA I orange gefüllt

Erste Hilfe Koffer EUROPA I, ca. 310 x 210 x 130 mm, ABS-Kunststoff, Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, transparente Abdeckplatten, Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, Drehverschlüsse, Tragegriff, Plombier Vorrichtung, Sicherheitsplombe.

Füllung Standard DIN 13157 mit besonders hochwertigen SÖHNGEN® Markenverbandstoffen wie aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage.

Kennzeichnung der Koffer in folgenden Landessprachen:

- Deutsch - Englisch - Portugiesisch - Spanisch - Französisch - Niederländisch - Italienisch - Tschechisch - Polnisch - Ungarisch - Slowenisch - Finnisch - Dänisch - Slowakisch .

Die Anleitung sowie das Inhaltsverzeichnis sind ebenfalls in allen genannten Landessprachen verfügbar.



Artikel-Nr.	3001356
GTIN	4250108814351
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	310
Breite in mm	210
Tiefe in mm	130
Gewicht in kg	2,32
Norm	
Farbe	orange
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0