

Produktinformationen

Verbandschrank NovoLine 1 Füllung Standard DIN 13157

Inhalt: Füllung Standard nach DIN 13157.

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

- Maße: 360 x 420 x 200 mm
- Material: Stahlblech, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet
- Eintürig, Tür mit Drehknopf und kräftigem Verschluss
- Inneneinrichtung mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden und ein Türablagefach



Artikel-Nr.	5001018
GTIN	4250108801115
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	360
Breite in mm	420
Tiefe in mm	200
Gewicht in kg	6,632
Norm	DIN 13999
Farbe	
Material	Stahlblech
Wasserfest	
Abschließbar	
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0