

Produktinformationen

Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopfteil verst. senkr. Schwarz

Sanitäts- und Ruheraumliegen kommen in den meisten Betrieben nicht tagtäglich zum Einsatz. Diese Liegen sind aber gemäß Arbeitsstätten-Richtlinie ASR A4.3 ständig für eventuelle Notfälle bereitzuhalten.

SÖHNGEN® Wandklappliegen

Eine sehr platzsparende Lösung und auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar. Durch den unkomplizierten Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringem Raum flach an der Wand bereitgehalten und ist mit wenigen Handgriffen einsatzfähig. Die Klapphalterung ist entsprechend der Liegenhöhe mit der Wand zu verschrauben.

Ruheraumliege - Wandklappmodell senkrecht

- Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 500 mm, Trägerplatte: 22 mm

- Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark. Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend

- Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Fußteil starr

- Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet

- Problemlose Klapp- und Haltevorrichtung bestehend aus einem Montagerahmen, zwei Montagelaufbolzen zur Befestigung der Liege am Montagerahmen sowie einem Befestigungswinkel mit Sicherungshebel. Montagerahmen und Befestigungswinkel aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Lieferung inklusive Schrauben und Dübeln zur Wandbefestigung

- Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp

- Farbe: schwarz



Artikel-Nr.	6001225S
GTIN	4250108808473
Zolltarif-Nr.	94029000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34020401
eclass 5	34020701
Höhe in mm	500
Breite in mm	2000
Tiefe in mm	700
Gewicht in kg	37,47
Norm	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	V080603
Basis UDI	42501088101HR
UDI-DI	04250108808473
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

Produktinformationen

Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopfteil verst. senkr. Schwarz

Farbe

Material Stahl

Wasserfest

Abschließbar

Spritzwassergeschützt

Wandhalterung

Verstellbares Kopfteil ja

Verstellbares Fußteil nein

Liegefläche Länge in mm 2000

Liegefläche Breite in mm 700

Liegehöhe in mm 500