

Produktinformationen

Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopf-Fuß verst. waag. Schwarz

Sanitäts- und Ruheraumliegen kommen in den meisten Betrieben nicht tagtäglich zum Einsatz. Diese Liegen sind aber gemäß Arbeitsstätten-Richtlinie ASR A4.3 ständig für eventuelle Notfälle bereitzuhalten.

SÖHNGEN® Wandklappliegen

Eine sehr platzsparende Lösung und auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar. Durch den unkomplizierten Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringem Raum flach an der Wand bereitgehalten und ist mit wenigen Handgriffen einsatzfähig. Die Klapphalterung kann wahlweise an der rechten oder der linken Seite der Liege angebracht werden und ist entsprechend der Liegenhöhe mit der Wand zu verschrauben.



Ruheraumliege - Wandklappmodell waagrecht

- Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 500 mm, Trägerplatte: 22 mm

- Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark. Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend

- Mehrstufig verstellbares Kopf- und Fußteil

- Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet

- Klappmechanismus mit Wandhalterungspaar aus Stahlblech, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet, jeweils mit Drehstift, Befestigungsbohrungen und Sicherungshebel

- Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp

- Farbe: schwarz

Artikel-Nr.	6001227S
GTIN	4250108801962
Zolltarif-Nr.	94029000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34020401
eclass 5	34020701
Höhe in mm	500
Breite in mm	2000
Tiefe in mm	700
Gewicht in kg	37,487
Norm	
Farbe	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	V080603
Basis UDI	42501088101HR
UDI-DI	04250108801962
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

Produktinformationen

Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopf-Fuß verst. waag. Schwarz

Material	Verstellbares Kopfteil	ja
Wasserfest	Verstellbares Fußteil	ja
Abschließbar	Liegefläche Länge in mm	2000
Spritzwassergeschützt	Liegefläche Breite in mm	700
Wandhalterung	Liegehöhe in mm	500