

Produktinformationen

Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopf-Fuß verst. senkr. Schwarz

Sanitäts- und Ruheraumliegen kommen in den meisten Betrieben nicht tagtäglich zum Einsatz. Diese Liegen sind aber gemäß Arbeitsstätten-Richtlinie ASR A4.3 ständig für eventuelle Notfälle bereitzuhalten.

SÖHNGEN® Wandklappliegen

Eine sehr platzsparende Lösung und auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar. Durch den unkomplizierten Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringem Raum flach an der Wand bereitgehalten und ist mit wenigen Handgriffen einsatzfähig. Die Klapphalterung ist entsprechend der Liegenhöhe mit der Wand zu verschrauben.

Ruheraumliege - Wandklappmodell senkrecht

- Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 500 mm,
Trägerplatte: 22 mm

- Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei.
Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark.
Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder,
strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend

- Mehrstufig verstellbares Kopf- und Fußteil

- Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet

- Problemlose Klapp- und Haltevorrichtung bestehend aus einem Montagerahmen, zwei Montagelaufbolzen zur Befestigung der Liege am Montagerahmen sowie einem Befestigungswinkel mit Sicherungshebel. Montagerahmen und Befestigungswinkel aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Lieferung inklusive Schrauben und Dübeln zur Wandbefestigung

- Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp

- Farbe: schwarz



Artikel-Nr.	6001228S
GTIN	4250108810728
Zolltarif-Nr.	94029000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34020401
eclass 5	34020701
Höhe in mm	500
Breite in mm	2000
Tiefe in mm	700
Gewicht in kg	38,045
Norm	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	V080603
Basis UDI	42501088101HR
UDI-DI	04250108810728
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

Produktinformationen

Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopf-Fuß verst. senkr. Schwarz

Farbe

Material
Wasserfest
Abschließbar
Spritzwassergeschützt
Wandhalterung

Verstellbares Kopfteil	ja
Verstellbares Fußteil	ja
Liegefläche Länge in mm	2000
Liegefläche Breite in mm	700
Liegehöhe in mm	500